

ООО "Рус-эксп" ИНН 7728600422  
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1 стр.7, оф.201  
Тел: +7 (495) 972-24-18, 972-92-14  
E-mail: info@rus-exp.com Сайт: www.chisonrus.ru

Официальный дистрибьютор,  
Импортер и сервис-центр




CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China 214028  
TEL: 0086-510-85310593 / 85310937 FAX: 0086-510-85310726 EMAIL: export@chison.com.cn




# QBIT 11



- Ультразвуковая система со сверхтонкой компактной сенсорной панелью, представляющая собой превосходный инструмент для оптимизации процесса и упрощения клинического скрининга.
- Система является объединением современных достижений в области разработки и модернизации аналоговичных систем, а также специализированного комплекса тщательно проработанных функций

### 10.1-дюймовая сенсорная HD панель

- Сверх чувствительный
- Настраиваемый интерфейс
- Эргономичное исполнение обеспечивает всестороннюю визуализацию под разными углами.



#### Интеллектуальный режим ожидания

- Интеллектуальное управление позволяет продлить время работы батареи
- Мгновенное включение питания



Встроенная батарея





### Технология Одиночного кристалла

- CHISON CBit 9 использует новейшие достижения в технологии производства преобразователей, которые имеют более широкую полосу пропускания, более высокую чувствительность и лучшее соотношение сигнал/шум, обеспечивая превосходную анатомическую детализацию для пользователей, обеспечивая отличное разрешение и проникающую способность, особенно при сложном сканировании.



### Широкоугольный трансвагинальный датчик


- Чрезвычайно широкий угол обзора до 210°.
- Обеспечивает намного больше диагностической информации.
- Экономия времени, повышенная эффективность.



## Детальный обзор функций и приложений



### Отслеживание ЛЖ

- Новый не инвазивный метод оценки общей и полостной функций левого желудочка (ЛЖ).



## Стресс-эхо

- Помогает подтвердить или исключить заболевания коронарной артерии.
- Пациенты с закупорками коронарных артерий могут иметь минимальные симптомы во время отдыха или не иметь их вообще.
- Симптомы и признаки болезни сердца могут быть обнаружены путем воздействия стресса на сердце.





Carotid Plaque, C Mode




Papillary Short Axis View, B Mode

## Количественная эластография

- Показывает эластичность различных тканей в разных цветах.
- Предоставляет больше клинической информации, особенно для мягких тканей.
- Измерение отношения деформаций дает количественное соотношение между средней деформацией выбранной области и соседней нормальной области ткани.




Fetal Face, Virtual HD



Transcranial, PW Mode



## Автоматическое обследование молочной железы

- Автоматическое определение повреждений молочной железы.
- Указание размеров.
- Эффективен для диагностики.




## Умная HIP диагностика


- Использование кривых для диагностики тазобедренного сустава (особенно полезно при биопротезировании), помогает врачу осуществлять более легкую и точную диагностику во время педиатрического сканирования тазобедренного сустава.
- Разный угол указывает на разный уровень деформации тазобедренного сустава, который легче и понятнее видеть с помощью кривых. (I, II, D, IIIa, IIIb).



Four Chambers View, B/BC Mode



Auto Follicle Detection, B Mode



Pediatric Cerebral Tumor, B Mode



Hydronephrosis, B Mode